



SPECIMEN COLLECTION PROCEDURES

SPECIMEN TYPE

- Rectal swab with visible stool submitted in Cary Blair media or fresh stool in clean container provided by Precision Health Solutions.
- Specimen should be submitted to the laboratory for testing as soon as possible, but no later than 2 days after collection. If fresh stool collection, sample viability is 24 hours or less.

COLLECTION PROCEDURE

FRESH STOOL:

1. Place small amount of stool in clean container (nickel size amount).

FECAL SWAB:

1. After patient has obtained stool specimen, collect a small amount of stool by inserting the tip of the flocked swab into the sample.
2. Warning: Do not try to collect and transfer an excessive amount of fecal sample into tube. Only the swab tip only needs to be coated with sample.
3. Transfer the swab into the FecalSwab™ tube. Please confirm that maximum filling line is not exceeded.
4. Mash and mix the stool specimen against the side of the tube to evenly disperse specimen.
5. Holding near the end of the shaft, bend the swab at a 180 degrees angle to break it off at the marked breakpoint.
6. Shake the vial until the sample appears homogeneous.
7. Immediately label the sample collection container with first name, last name and date of birth.
 - *If this step is missed, your sample may be subject to rejection.*
8. Place the completed test requisition and any other supporting documentation in the pocket of the specimen bag.
9. Contact PHS to schedule courier pick-up.





Precision Health Solutions

Panel Gastrointestinal

PROCEDIMIENTOS DE RECOGIDA DE MUESTRAS

TIPO DE MUESTRA

- Hisopo rectal con heces visibles enviadas en medios Cary Blair o heces frescas en un recipiente limpio proporcionado por Precision Health Solutions.
- La muestra debe enviarse al laboratorio para su análisis lo antes posible, pero a más tardar 2 días después de la recolección. Si se recolecta heces frescas, la viabilidad de la muestra es de 24 horas o menos.

PROCEDIMIENTO DE RECOLECCION DE MUESTRA

HECES FRESCAS:

1. Coloque una pequeña cantidad de heces en un recipiente limpio (cantidad del tamaño de una moneda de cinco centavos).

HISOPO FECAL:

1. Después de que el paciente haya obtenido la muestra de heces, recolecte una pequeña cantidad de heces insertando la punta del hisopo flocado en la muestra.
2. Advertencia: No intente recolectar y transferir una cantidad excesiva de muestra fecal al tubo. Solo la punta del hisopo debe cubrirse con la muestra.
3. Transfiera el hisopo al tubo FecalSwab™. Confirme que no se exceda la línea de llenado máximo.
4. Aplaste y mezcle la muestra de heces contra el costado del tubo para dispersar uniformemente la muestra.
5. Sosteniendo cerca del extremo del eje, doble el hisopo en un ángulo de 180 grados para romperlo en el punto de ruptura marcado.
6. Cierre y agite el tubo hasta que la muestra parezca homogénea.
7. Inmediatamente etiquete el recipiente de recolección de muestras con nombre, apellido y fecha de nacimiento.
 - Si se omite este paso, su muestra puede estar sujeta a rechazo.
8. Coloque la solicitud de prueba completa y cualquier otra documentación de respaldo en el bolsillo de la bolsa de muestras.
9. Comuníquese con PHS para programar la recogida por mensajería.



info@precision-healthsolutions.com



727-235-0886



833-288-9397

