



PGx Testing

SPECIMEN COLLECTION PROCEDURES

SPECIMEN TYPE

- Buccal swab (saliva swab) provided by Precision Health Solutions.
- Specimen should be submitted to the laboratory for testing as soon as possible. Prior to shipping, swabs should be stored in a refrigerator.

COLLECTION PROCEDURE

The donor must not eat, drink (apart from water), brush teeth or chew gum one hour before sample collection.

1. During sample collection when handling the swab applicator, the collector must hold the swab from the handle or the upper part of the swab shaft.
 - Please do not touch the swab.
2. While holding the swab from the handle or from the upper part of the shaft, remove it from the tube.
3. Holding the swab by the handle, insert the swab inside the mouth over the tongue and wet the swab with saliva.
4. Move the swab to the side of the mouth and firmly roll the swab 10 times against the cheek, close to the gingival wall.
 - Use the index and medium finger to press on the cheek while collecting the swab.
5. Repeat step 3 by transferring the swab on the other cheek.
6. Replace the swab into the plastic tube and close tightly.
7. Label the specimen container with the patient name, date of birth, and collection date.
 - If this step is missed, your sample may be subject to rejection by the lab.
8. Place closed collection device, completed Patient Requisition Form, completed Medical Necessity form, and a copy of the patient's insurance information back into the Biohazard transport envelope.
9. Prior to shipping, swabs should be stored in a refrigerator.





Precision Health Solutions

Pruebas de Farmacogenómica

PROCEDIMIENTOS DE RECOGIDA DE MUESTRAS

TIPO DE MUESTRA

- Hisopo bucal (hisopo de saliva) proporcionado por Precision Health Solutions.
- La muestra debe enviarse al laboratorio para su análisis lo antes posible. Antes del envío, los hisopos deben almacenarse en un refrigerador.

PROCEDIMIENTO DE RECOLECCION DE MUESTRA

El donante no debe comer, beber (aparte de agua), cepillarse los dientes o mascar chicle una hora antes de la recogida de la muestra.

1. Durante la recolección de muestras al manipular el aplicador de hisopos, el recolector debe sujetar el hisopo por el mango o la parte superior del eje del hisopo.
 - Por favor, no toque el hisopo.
2. Mientras sujeta el hisopo por el mango o por la parte superior del eje, retirelo del tubo.
3. Sosteniendo el hisopo por el mango, insértelo dentro de la boca sobre la lengua y humedezca el hisopo con saliva.
4. Mueva el hisopo hacia un lado de la boca y gírelo con firmeza 10 veces contra la mejilla, cerca de la pared gingival.
 - Use el índice y el dedo medio para presionar la mejilla mientras recoge el hisopo.
5. Repita el paso 3 transfiriendo el hisopo a la otra mejilla.
6. Vuelva a colocar el hisopo en el tubo de plástico y cierre herméticamente.
7. Etiquete el recipiente de la muestra con el nombre del paciente, la fecha de nacimiento y la fecha de recolección.
 - Si se omite este paso, su muestra puede ser rechazada por el laboratorio.
8. Coloque el dispositivo de recolección cerrado, el formulario de solicitud del paciente completo, el formulario de necesidad médica completo y una copia de la información del seguro del paciente nuevamente en el sobre de transporte de riesgo biológico.
9. Antes del envío, los hisopos deben almacenarse en un refrigerador.



info@precision-healthsolutions.com



727-235-0886



833-288-9397

