



Wound Panel

SPECIMEN COLLECTION PROCEDURES

SPECIMEN TYPE

Tissue, swab of skin or wound of suspected infection site shipped in Viral Transport Media (VTM) provided by Precision Health Solutions.

COLLECTION PROCEDURE

1. Using sterile saline/water, cleanse the wound edges to remove contaminating flora.
2. Remove contaminating material such as tissue slough, necrotic tissue, dried exudate and adhered dressing residue.
3. Use care to ensure that the swab only comes in contact with wound surface.
 - Do not touch the swab below the score line. Only handle the swab from the top.
4. Use the appropriate process:
 - **Tissue Sample:**
 - Tissue sample placed in VTM.
 - **Superficial Wound:**
 - Place the swab onto the wound bed being cautious to avoid the wound edges.
 - While pressing pressure against the tissue, rotate the swab 2-3 times collecting exudate if present.
 - Using a Z-track method, run the swab over the wound bed to collect samples from the entire wound bed while continuing to rotate the swab.
 - **Wound with Tract:**
 - Cautiously place the swab into the wound tract to the deepest point if possible.
 - Once at the deepest location within the wound, rotate the swab 2-3 times while firmly pressing against the side of the wound tract.
 - Remove the swab while continuing to rotate.
5. Insert the swab into the supplied VTM tube and snap off the excess swab at the scored break point.
 - Be careful not to contaminate the lower portion of the swab. If contamination is suspected, please recollect.
6. Secure the cap onto the tube.
7. Immediately label the sample collection container with first name, last name and date of birth.
 - If submitting multiple samples, please label specimen bag with sample source.
 - *If this step is missed, your sample may be subject to rejection.*
8. Place the completed test requisition and any other supporting documentation in the pocket of the specimen bag.
9. Contact PHS to schedule courier pick-up.





Precision Health Solutions

Panel de Heridas

PROCEDIMIENTOS DE RECOGIDA DE MUESTRAS

TIPO DE MUESTRA

Tejido, hisopo de piel o herida del sitio sospechoso de infección enviado en medios de transporte viral (VTM) proporcionados por Precision Health Solutions.

PROCEDIMIENTO DE RECOLECCION DE MUESTRA

1. Con solución salina/agua estéril, limpie los bordes de la herida para eliminar la flora contaminante.
2. Elimine el material contaminante, como esfacelo de tejido, tejido necrótico, exudado seco y residuos de apósitos adheridos.
3. Tenga cuidado de asegurarse de que el hisopo solo entre en contacto con la superficie de la herida.
 - No toque el hisopo debajo de la línea marcada. Solo manipule el hisopo desde la parte superior.
4. Use el proceso apropiado:
 - **Muestra de Tejido:**
 - Muestra de tejido colocada en VTM.
 - **Herida Superficial:**
 - Coloque el hisopo encima de la herida teniendo cuidado de evitar los bordes de la herida.
 - Mientras presiona el tejido, gire el hisopo 2 o 3 veces para recoger el exudado, si lo hay.
 - Usando un método de seguimiento en Z, pase el hisopo encima de la herida para recolectar muestras de todo el lecho de la herida mientras continúa rotando el hisopo.
 - **Herida con Tracto o Herida Tunel:**
 - Coloque con cuidado el hisopo en el tracto de la herida hasta el punto más profundo si es posible.
 - Una vez en el lugar más profundo dentro de la herida, gire el hisopo 2 o 3 veces mientras presiona firmemente contra el costado del tracto de la herida.
 - Retire el hisopo mientras continúa girando.
5. Inserte el hisopo en el tubo VTM suministrado y rompa el exceso de hisopo en el punto de ruptura marcado.
 - Tenga cuidado de no contaminar la parte inferior del hisopo. Si se sospecha contaminación, recuerde.
6. Asegure la tapa en el tubo.
7. Inmediatamente etiquete el recipiente de recolección de muestras con nombre, apellido y fecha de nacimiento
 - Si envía varias muestras, etiquete la bolsa de muestra con la fuente de la muestra.
 - Si se omite este paso, su muestra puede estar sujeta a rechazo.
8. Coloque la solicitud de prueba completa y cualquier otra documentación de respaldo en el bolsillo de la bolsa de muestras.
9. Comuníquese con PHS para programar la recogida por mensajería.



info@precision-healthsolutions.com



727-235-0886



833-288-9397

