



## Covid-19

### SPECIMEN COLLECTION PROCEDURES

#### SPECIMEN TYPE

- Anterior nares or nasopharyngeal swab submitted in Viral Transport Media (VTM) provided by Precision Health Solutions.
- Specimen should be submitted to the laboratory for testing as soon as possible, but no later than 2 days after collection.

#### COLLECTION PROCEDURE

1. Wash hands with soap and water.
2. Wear personal protective equipment as required.
  - Gloves
  - Disposable lab coat
  - Eye protection
  - Droplet protection (Surgical mask or N95 mask if COVID-19 suspected)
3. Collect the NP swab.
  - Open the swab kit while ensuring sterility of swab.
  - Gently insert nasal swab into your nostril about 1 inch deep.
  - Once inserted fully, rotate the swab 3 times.
4. Repeat the same process in the other nostril.
5. Withdraw the swab and place into the tube with media.
  - Ensure that you do not contaminate the swab while placing into the transport medium.
6. Snap off the end of the swab handle so you can screw on the cap.
7. Close the lid tightly, leaked specimens will not be processed.
8. Immediately label the sample collection container with first name, last name and date of birth.
  - *If this step is missed, your sample may be subject to rejection.*
9. Place the completed test requisition and any other supporting documentation in the pocket of the specimen bag.
10. Contact PHS to schedule courier pick-up.





Precision Health Solutions

## Covid-19

### PROCEDIMIENTOS DE RECOGIDA DE MUESTRAS

#### TIPO DE MUESTRA

- Hisopo nasal anterior o nasofaríngeo enviado en medio de transporte viral (VTM) proporcionado por Precision Health Solutions.
- La muestra debe enviarse al laboratorio para su análisis lo antes posible, pero a más tardar 2 días después de la recolección.

#### PROCEDIMIENTO DE RECOLECCION DE MUESTRA

1. Lávese las manos con agua y jabón.
2. Use el equipo de protección personal según sea necesario.
  - Guantes
  - Bata de laboratorio desechable
  - Protección para los ojos
  - Protección contra gotitas (mascarilla quirúrgica o mascarilla N95 si se sospecha de COVID-19)
3. Recoja el hisopo NP.
  - Abra el kit de hisopos mientras asegura la esterilidad del hisopo.
  - Inserte suavemente un hisopo nasal en su fosa nasal a una profundidad de aproximadamente 1 pulgada.
  - Una vez insertado completamente, gire el hisopo 3 veces.
4. Repita el mismo proceso en la otra fosa nasal.
5. Retire el hisopo y colóquelo en el tubo.
  - Asegúrese de no contaminar el hisopo mientras lo coloca en el medio de transporte.
6. Rompa el extremo del mango del hisopo para que pueda enroscar la tapa.
7. Cierre bien la tapa, las muestras filtradas no se procesarán.
8. Inmediatamente etiquete el recipiente de recolección de muestras con nombre, apellido y fecha de nacimiento.
  - Si se omite este paso, su muestra puede estar sujeta a rechazo.
9. Coloque la solicitud de prueba completa y cualquier otra documentación de respaldo en el bolsillo de la bolsa de muestras.
10. Comuníquese con PHS para programar la recogida por mensajería.



info@precision-healthsolutions.com



727-235-0886



833-288-9397

